

### Pflegeanleitung Mund-Nasen-Maske:

Zur Desinfektion Ihrer Mund-Nasen-Maske gibt es folgende Möglichkeiten:

- Mindestens 30-minütiger Aufenthalt im Backofen bei 80 Grad Celsius
- Waschmaschine, bei 60 Grad, dabei auf ECO-Programme verzichten
- Bügeln, da ein Bügeleisen sehr hohe Temperaturen erreicht und somit Viren ebenfalls abtötet.

→ Generell gilt:

- *Sollte die Maske nach dem Erhitzen beschädigt sein, entsorgen Sie diese lieber.*
  - *Empfehlenswert ist es, die Maske nach jedem Tragen zu desinfizieren.*